

Intensivstation

Stationäre Pflege

Neonatologie

Häusliche Pflege

Transafix Fixierstreifen No. 1

Nasal- und Magensonden, aber auch Zuleitungen und Drainagen liegen oft so, dass sie den Patientenkomfort stören. Damit diese nicht frei am Körper liegen, haben wir unsere Transafix Fixierstreifen No. 1 entwickelt.


Der Transafix Fixierstreifen No. 1 ist perfekt für das Fixieren kleinerer Volumina, beispielsweise auch bei Kindern. Der Basisträger für die Klettbandauflage, mit welcher die Sonden oder Leitungen sicher angebracht werden, ist das Transpore-Trägerpflaster.



Die Leitung oder Sonde kann sich entweder in der Klettflasche frei bewegen oder fixiert werden, indem man die Schutzfolie entfernt und somit eine Klebeschicht freilegt. Die Klettflasche kann beliebig oft geöffnet und geschlossen werden wodurch kein Austausch des Fixierstreifens bei Sondenwechsel, o.ä. nötig ist.

Das Pflaster ist atmungsaktiv und hautschonend und kann längerfristig auch auf sensibler Haut angebracht werden. Es ist anpassungsfähig und hat einen starken Halt, kann aber auch ohne Rückstände entfernt werden.

Unser Transafix Fixierstreifen No. 1 ist in Kartons zu je 50 Stück (steril) oder 100 Stück (unsteril) erhältlich. Alle Verpackungseinheiten erhalten Sie unter Angabe der Pharmazentralnummer (PZN) in Ihrer Apotheke.



Vorteile im Überblick

- Freie Bewegung oder fest Fixierung des Schlauches in der Klettflasche
- Hautschonend, auch bei sensibler Haut
- Für Kinder und Erwachsene geeignet
- Für eine längerfristige Behandlung geeignet
- Maximaler Patientenkomfort
- Höchster Qualitätsstandard
- Beliebige häufiges Öffnen und Verschließen der Klettflasche möglich

Transafix Fixierstreifen No. 1

Steril, mit Klettflasche | 7,5 x 1,6 cm

Artikel-Nr. 8800100

PZN 11269030

Unsteril, mit Klettflasche | 7,5 x 1,6 cm

Artikel-Nr. 8700150

PZN 00506113

Transafix Fixierstreifen No. 1

Auf einen Blick

Intensivstation

Stationäre Pflege

Neonatologie

Häusliche Pflege

- Perfekte Fixierung für kleinere Volumina
- Geeignet für eine längerfristige Anwendung
- Fixierstreifen muss bei Sondenwechsel, o.ä. NICHT gewechselt werden dank wiederverschließbarem Klettverschluss

Anwendungsgebiete:

Sonden, Kabel, Leitungen

Liegedauer:

5-7 Tage

Illustration



ungebraucht



Schutzpapier gefaltet



Klebefläche freigelegt



geschlossen zur Fixierung

Produktabbildung in Originalgröße

**Transafix Fixierstreifen No. 1**

Steril, mit Klettlasche | 7,5 x 1,6 cm

Artikel-Nr. 8800100

PZN 11269030

Transafix Fixierstreifen No. 1

Unsteril, mit Klettlasche | 7,5 x 1,6 cm

Artikel-Nr. 8700150

PZN 00506113