


# Transafix Neo Fixierpünktchen

Frühchen bedürfen einer besonders intensiven Überwachung, da häufig noch nicht alle Organe selbständig funktionieren. Dafür werden den Säuglingen oftmals Sauerstoff- und / oder Ernährungs sonden gelegt. Um dabei zum einem die sensible Haut der Säuglinge zu schützen, und zum anderen den Arbeitsablauf der Pflegenden zu vereinfachen, haben wir unsere Transafix Neo Fixierpünktchen entwickelt.

Die Transafix Neo Fixierpünktchen haben die optimale Größe zum Fixieren von kleineren Volumina wie Sauerstoff- oder Magensonden. Das Trägermaterial des runden Pflasters ist ein weißes, weiches Polyestervlies.



Die Sonde wird einfach mit dem Transafix Neo Fixierpünktchen auf der Haut des Säuglings befestigt. Dank der Silikon-Gel-Klebefläche, kann das Pflaster beliebig häufig entfernt und wieder angebracht werden, ohne die Haut dabei zu reizen.

Die Fixierung ist atmungsaktiv und äußerst hautfreundlich. Sie kann längerfristig auf der sensiblen Haut der Frühchen angebracht werden sowie schmerzfrei und atraumatisch wieder entfernt werden. Dabei ist sie hochflexibel und anpassungsfähig.

Unsere Transafix Neo Fixierpünktchen sind in Boxen zu je 150 Stück erhältlich. Sie sind unterverpackt in Mäppchen mit je 15 Pflastern. Jedes Pflaster kann einzeln aus seiner Folie entnommen werden, sodass die restlichen Pflaster geschützt bleiben.



## Vorteile im Überblick

- **Beliebig häufiges Aufbringen und Entfernen des Pflasters möglich**
- **Hautschonend, hypoallergen, latexfrei**
- **Für Frühchen geeignet**
- **Rückstandsloses und schmerzfreies Entfernen**
- **Maximaler Patientenkomfort**
- **Höchster Qualitätsstandard**
- **Hochflexibel und sehr weich**
- **Atmungsaktiv**

### Transafix Neo Fixierpünktchen

**Unsteril | 23 mm, rund**

Artikel-Nr. 8300100  
PZN 15611992

**Transafix Neo Fixierpüktchen**

# Auf einen Blick


- Beliebig häufiges Anbringen und Entfernen der Fixierung möglich
- Hautschonende Silikon-Gel-Klebefläche, auch bei sensibler Haut der Fröhchen
- Hochflexibel und sehr weich, latexfrei

**Anwendungsgebiete:**

Zugänge mit kleinen Volumina wie Sauerstoff- und Ernährungssonden

**Liegedauer:**

5-7 Tage

**Illustration****Produktabbildung in Originalgröße**

Vorderseite

Rückseite

**Transafix Neo Fixierpüktchen**

Unsteril | 23 mm, rund

Artikel-Nr. 8300100

PZN 15611992