

Intensivstation

Stationäre Pflege

Häusliche Pflege

Transafix PEG Set No. 10

Bei PEG-Sonden besteht die Gefahr, dass sie durch Mobilität ungewollt entfernt werden, oder dass es zu einer übermäßigen Zugbelastung kommt, welche Entzündungen hervorrufen kann. Daher werden diese oft mit einer einfachen Naht und zusätzlich mit einem Tape Pflaster fixiert. Mit unserem PEG Set No. 10 haben wir eine Komplettlösung entwickelt, die dies vermeidet und ausgesprochen komfortabel für den Patienten ist.

Das Set besteht aus einer Drainagekomresse, einem Fixierpflaster, 4 Mullkompressen sowie einem Transafix Fixierstreifen No. 2 (siehe PD02 für weitere Informationen zu diesem Produkt).



Durch die zusätzliche Fixierung der PEG-Sonde mit unserem Transafix No. 2 wird ein Verrutschen in den Genitalbereich verhindert und somit die Gefahr einer Entzündung reduziert. Die Kletflasche kann mehrmals am Tag geöffnet und wieder geschlossen werden, sodass die Sonde bei Bedarf aus der Fixierung gelöst werden und danach wieder sicher fixiert werden kann.

Transafix PEG-Set No. 10

**1 Drainagekomresse, 1 Fixierpflaster 12 x 15 cm,
4 Mullkompressen 7,5 x 7,5 cm,
1 Transafix Fixierstreifen No. 2**

Artikel-Nr. 8801004
PZN 1006305

Die Pflaster sind atmungsaktiv und hautschonend. Insbesondere unser Transafix No. 2 kann längerfristig auch auf sensibler Haut angebracht werden. Es ist anpassungsfähig und hat einen starken Halt, kann aber auch ohne Rückstände entfernt werden.

Das komplette Set ist in Kartons zu je 30 Stück erhältlich.



Vorteile im Überblick

- Einfache Handhabung
- Komplettlösung, keine weiteren Produkte notwendig
- Sicher und komfortabel
- Höchster Qualitätsstandard
- Höchste Hautverträglichkeit
- Längerfristige Fixierung ist besonders hautschonend

Transafix PEG Set No. 10

Auf einen Blick

Intensivstation

Stationäre Pflege

Häusliche Pflege

- Entzündungen werden durch sichere Fixierung der PEG Sonde vermieden
- Langfristige Tragedauer ohne Hautirritationen
- Sichere und einfache Handhabung bei hohem Patientenkomfort


Anwendungsgebiete:

PEG Sonden


Liegedauer:

5-7 Tage (Transafix No. 2)

Illustration



Produktabbildung in Originalgröße



Transafix Fixierstreifen No. 2