

Transafix Tubushalter

Intensivstation

Rettungsdienst

Besonders bei der Anwendung von Tuben ist eine sichere und komfortable Fixierung wichtig. Mit unserem Transafix Tubushalter haben wir eine perfekte Lösung dafür entwickelt.

Das Set besteht aus zwei Teilen, den 2 Wangenplatten, erhältlich in Vlies oder Hydrocolloid, sowie einem Fixierband mit einer Länge von 40cm. Die Halterung kann individuell eingestellt werden und ist somit für alle Größen geeignet.

Die Wangenhalter und das Fixierband sind durch einen sicheren Klettverschluss verbunden. Dank der hautschonenden Materialien, ist eine langfristige Anwendung von bis zu 12 Tagen möglich.

Beide Materialien, Vlies und Hydrocolloid, sind sehr hautverträglich. Bei Patienten mit sehr empfindlicher oder geschädigter Haut empfehlen wir den Gebrauch der Hydrocolloid Wangenplatten.

Die Wangenplatten und Fixierbänder sind sowohl als Sets (2 Wangenplatten und 1 Fixierband) als auch einzeln in Kartons zu je 50 bzw. 30 Stück erhältlich.



Transafix HYDRO Fixierhalter Set

Steril, Set aus 2 Wangenplatten und 1 Fixierband

Steril	Artikel-Nr.	8600610
	PZN	09482006

Transafix VLIES Fixierhalter Set

Set aus 2 Wangenplatten und 1 Fixierband

Steril	Artikel-Nr.	8800600
Unsteril	Artikel-Nr.	8700600
	PZN	00506099

2 VLIES Wangenplatten

Steril	Artikel-Nr.	8800700
Unsteril	Artikel-Nr.	8700700
	PZN	00506136

1 Fixierband

Steril	Artikel-Nr.	8800800
	PZN	9482012
Unsteril	Artikel-Nr.	8700800
	PZN	00506082

Vorteile im Überblick

- Höchster Qualitätsstandard
- Einfache Handhabung
- Hautschonend, auch bei sensibler Haut
- Schnelle und einfache Reinigung des Mundes möglich
- Fixierung möglich ohne den Kopf anzuheben
- Effizienter als herkömmliche Lösungen
- Keine Rückstände

Transafix Tubushalter

Auf einen Blick

Intensivstation

Rettungsdienst

- Einfache und sichere Fixierung durch den Klettverschluss an Wangenplatten und Fixierband
- Fixierung möglich ohne den Kopf anzuheben
- Hohe Hautverträglichkeit bei einer Anwendung von bis zu 12 Tagen




Anwendungsgebiete:

Endotrachealtuben, Nasalsonden

Liegedauer:

bis zu 12 Tage

Illustration



Produktabbildungen in Originalgröße

Klett mit Haken




Transafix Wangenplatte - Hydrocolloid

Klett mit Haken



Transafix Wangenplatte - Vlies

Klett mit Flauschseite



Transafix Fixierband