



NEU
Bis zu 12h

Transaflow Multi-APS safety

Sicherheit & Hygiene in der Radiologie

MADE IN GERMANY





Multi-APS safety

DUAL-KOLBEN

- Multi-APS safety 11
- Multi-APS safety 12
- Multi-APS safety 20

MONO-KOLBEN

- Multi-APS safety 55
- Multi-APS safety 13
- Multi-APS safety 15

Patientenwechsellleitungen

GLATT

- PWL 150 cm
- PWL 200 cm
- PWL 300 cm

SPIRALISIERT

- PWLS 150 cm
- PWLS 200 cm
- PWLS 300 cm

BIS ZU 12 STUNDEN

Unsere Multi-APS Füllsysteme sind für die Mehrfachanwendung* sowohl am CT als auch am MRT geeignet. Sie sind mit allen Kolbeninjektoren kompatibel und je nach Typ des Kolbeninjektors (Mono- oder Dual-Kolben) und der individuellen Anforderung mit oder ohne Kochsalzlösungsgabe einsetzbar.

HÖCHSTE PATIENTENSICHERHEIT

Unsere einzigartigen Füllsysteme sind mit vier hochwertigen Rückschlagventilen und nach jeder Dekonnection der Patientenwechsellleitung selbstverschließendem Luer-Lock Adapter mit desinfizierbarer, homogener Oberfläche ausgestattet. Somit bieten die Transaflow Multi-APS safety Systeme eine **bestmögliche, hygienische Sicherheit für den Patienten und den Anwender.**

EINFACHE HANDHABUNG

Die Handhabung in der Routine ist einfach, praktisch und durch die farbliche Kodierung der Leitungen verwechslungssicher. Die Leitungen gibt es in unterschiedlichen Längen und 2 Ausführungen: glatt/PWL und spiralisiert/PWLS.

GESCHLOSSENES SYSTEM

Das Transaflow Multi-APS safety Füllsystem, zusammen mit der dazugehörigen Patientenwechsellleitung (PWL/PWLS) bietet alle Vorteile der an einem geschlossenen System orientierten Konstruktion – es ist dicht, tropft nicht nach und verklebt nicht. Die Transaflow Multi-APS safety Füllsysteme sind durch die **Deutsche Gesellschaft für Krankenhaus und Hygiene (DGKH)** zertifiziert.

* Bitte lesen Sie als Anwender vor der Verwendung die Gebrauchsanweisung des Medizinproduktes, um eine ordnungsgemäße Anwendung sicherzustellen! Diese erhalten Sie gerne auf Anfrage.



Vorteile im Überblick

- Pmax: 21 bar (305 PSI)
- Latexfrei
- PHT / DEHP frei
- Steril
- Geschlossenes System
- Mit speziellem Tropf- und Verklebestopp
- Mehrere hochwertige Rückschlagventile
- Mehrfachanwendung bis zu 12 Stunden
- Farbliche Kodierung

Transaflow Multi-APS safety

Auf einen Blick

- Anwendbar bis zu 12 h im MRT und CT
- Höchste Patientensicherheit
- Einfache und schnelle Handhabung
- Geschlossenes System aus Multi-APS safety und Patientenwechsellösungen



Transatlantic Handelsgesellschaft Stolpe & Co. mbH | Siemensstr. 21-23 | 61267 Neu-Anspach
Tel.: +49 (0) 6081 9430-50 | Fax: +49 (0) 6081 9430-80 | info@transat.de | www.transatlantic.de